




● Since 1992

Excell SLA Surface



- ✓ Super Clean SLA Surface
- ✓ Triple Sterile Package
- ✓ 8 Years Expiry Date
- ✓ Morse taper connection
- ✓ Self Drilling ability
- ✓ Fail < %0.5 (No Question)



**BHS Kit With Fixed Stopper Drills
for Maximum Safety and Convenient**

BIOTEM
DENTAL IMPLANT SYSTEM

Special Offer

فیکسچر
۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان

فیکسچر + اباتمنت دلخواه
۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان

- ۸۰ واحد + کیت BHS
- ۱۰۰ واحد + کیت BHS + 10 واحد هدیه
- ۱۵۰ واحد + کیت دیجیتال + 10 واحد هدیه
- ۱۲۰ واحد + سفر دبی
- ۲۰۰ واحد + سفر سوئیس
- ۲۰۰ واحد + کیت BHS + ۳۰ واحد هدیه
- ۳۰۰ واحد + کیت BHS + ساندریفوژ
- ۳۰۰ واحد + کیت BHS + موتور جراحی
- ۵۰۰ واحد + ۳ کیت BHS + ۱۰۰ واحد هدیه
- ۶۰۰ واحد + کیت BHS + Ray iOS2 Scanner



سلام وقت بخیر

یزدانی هستم نماینده رسمی
دیارتجهیز در شرق کشور



برندهای ایمپلنت

BIOTEM
DENTAL IMPLANT SYSTEM

برند کره جنوبی

iml
swiss dental implants

برند سویسی

Di IMPLANTS
DIFFUSION
Since 1987

برند فرانسوی


Ray محصولات دیجیتال

از آشنایی با شما خوشحالم.
امیدوارم به زودی همکاری فعالی با شما داشته باشیم

Special Offer

140

Universe Fixture



4 Days
SWITZERLAND
Scientific Trip
1 Surgical & Prosthetic Kit
Factory Tour
Hotel & Transfer

فیکسچر
۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان
فیکسچر + اپاتمنت دلخواه
۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

۱۰ واحد + کیت TD
۱۲ واحد + کیت TD

۱۴ واحد + کیت TD + سفرونیس و بازدید از کارخانه

۳۰ واحد + کیت + ۳۰ واحد هدیه + سفرونیس و بازدید از کارخانه

Cylindrical drills KIT



Tapered drills KIT



Universe implant

UNIT OF MEASUREMENT: mm

CODE	IMPLANT MEASURES (D x L)	CODE ID AT TIP	IMPLANT ID AT TIP	INTERFERENCE ID	IMPLANT WIDTH	SURFACE TREATMENT ID	SWITCHING PLATFORM ID	IMPLANT H	
IM34-B	3.4 X 8	1.35	2.75	3.7	3.3	1.2	7.8	0.2	8
IM34-10	3.4 X 10	1.35	2.75	3.7	3.3	1.2	9.8	0.2	10
IM34-11.5	3.4 X 11.5	1.35	2.75	3.7	3.3	1.2	11.3	0.2	11.5
IM34-13	3.4 X 13	1.35	2.75	3.7	3.3	1.2	12.8	0.2	13
IM34-15	3.4 X 15	1.35	2.75	3.7	3.3	1.2	14.8	0.2	15
IM40-6	4 X 6	1.95	2.9	4	3.6	1.2	6.1	0.9	7
IM40-8	4 X 8	1.45	3.15	4	3.6	1.2	7.8	0.2	8
IM40-10	4 X 10	1.45	3.15	4	3.6	1.2	9.8	0.2	10
IM40-11.5	4 X 11.5	1.45	3.15	4	3.6	1.2	11.3	0.2	11.5
IM40-13	4 X 13	1.45	3.15	4	3.6	1.2	12.8	0.2	13
IM40-15	4 X 15	1.45	3.15	4	3.6	1.2	14.8	0.2	15
IM45-6	4.5 X 6	1.8	3.45	4.5	3.9	1.2	6.1	0.9	7
IM45-8	4.5 X 8	1.8	3.45	4.5	3.9	1.2	7.8	0.2	8
IM45-10	4.5 X 10	1.8	3.45	4.5	3.9	1.2	9.8	0.2	10
IM45-11.5	4.5 X 11.5	1.8	3.45	4.5	3.9	1.2	11.3	0.2	11.5
IM45-13	4.5 X 13	1.8	3.45	4.5	3.9	1.2	12.8	0.2	13
IM45-15	4.5 X 15	1.8	3.45	4.5	3.9	1.2	14.8	0.2	15
IM50-6	5 X 6	2.2	3.8	5	4.2	1.3	6.1	0.9	7
IM50-8	5 X 8	2.2	3.8	5	4.2	1.3	7.8	0.2	8
IM50-10	5 X 10	2.2	3.8	5	4.2	1.3	9.8	0.2	10
IM50-11.5	5 X 11.5	2.2	3.8	5	4.2	1.3	11.3	0.2	11.5
IM50-13	5 X 13	2.2	3.8	5	4.2	1.3	12.8	0.2	13
IM50-15	5 X 15	2.2	3.8	5	4.2	1.3	14.8	0.2	15

UNIVERSE SYSTEM

Best performance in the cases:

- any bone density
- post extraction
- delayed loading
- immediate loading



Contacts

IML SA

Administrative and operational location:
Via Moree, 16 - Ingresso B
6850 Mendrisio (Switzerland)
Tel: +41 (0)916001310
www.iml.swiss
info@immediateload.com



DIAR TAJHIZ

ONGOING SMILES



BIOTEM Ray imt (stiradem)

Travel Offers



On Going Smile

نمایندگی رسمی دیار تجهیز در شرق کشور

Instagram

Implant_uml_biotech_khorasan



مشهد، میدان جانباز، برج اداری پاز ۲، طبقه ۱۲ واحد ۱۲۱۶

دفتر: ۰۵۱ ۳۷۰۵۷۵۷۸ | امین یزدانی ۰۹۳۶۶۱۰۹۹۹

www.diardtajhiz.com | a.yazdani110@gmail.com

Ray

A-Z in digital dentistry

پرینتر سه بعدی

Ray Ram600

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / غیر نقدی

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / نقدی



با خرید ۲۰۰ واحد | با خرید ۳۵۰ واحد
رایگان | رایگان

اسکنر داخل دهانی

Rayios 2

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / غیر نقدی

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / نقدی

با خرید ۶۰۰ واحد | با خرید ۲۵۰ واحد

رایگان | رایگان



اسکنر صورت

Ray Face Scanner

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / غیر نقدی

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان / نقدی

با خرید ۵۰۰ واحد | با خرید ۱۲۰۰ واحد

رایگان | رایگان



Made In Korea